

产品手册

www.jxfuluo.com

嘉兴富洛医疗用品有限公司

浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1989号

电话: +86-573-88960600-8007 传真: +86-573-88967879

邮编: 314515

网址: www.jxfuluo.com

邮箱: fuluo@jxfuluo.com

嘉兴富洛医疗用品有限公司
JIAXING FULUO MEDICAL SUPPLIES CO.,LTD

一贴一覆皆责任 富洛品质护全程

嘉兴富洛

贴护健康无声处
匠心制造见真章

目录 CONTENTS

1

关于富洛

ABOUT CULTURE
AND RECREATION

- 1-1 企业简介
- 1-2 资质证书

2

服务内容

SERVICE
CONTENT

- 2-1 半成品胶带定制方案
- 2-2 一次性使用无菌敷贴 (无纺布型、聚氨酯型)
- 2-3 一次性无菌留置针贴
医用胶带
- 2-4 肌内效贴



企业简介

COMPANY PROFILE

始于运动，忠于医疗

2007年，我们以运动理疗胶带生产商的身份启航；2017年战略升级成立医疗公司，开启医用级胶粘制品新纪元；2023年二期扩建落地，25000㎡智能化生产基地、1500㎡十万级净化车间与2700㎡行政研发中心，构筑起覆盖「运动防护→医疗护理」的全场景产品矩阵。

技术为矛，品质为盾

20项专利技术：从高透气纳米涂层到低致敏胶黏剂配方，持续破解临床痛点；

国际标准认证：FDA、CE、ISO13485、WCA四重认证，全球50+国家和地区临床应用验证；

产能保障：年产出超400万㎡胶粘制品，可满足单日百万级患者需求。

让每一次贴合都值得托付

我们拒绝华而不实的营销概念，以「客户问题清单」驱动研发迭代：

未来，富洛医疗将持续以「匠心」践行医疗使命——让每一卷胶带都成为守护健康的可靠防线。



质量
第一

客户
至上

服务
为主





QUALIFICATION CERTIFICATE



资质证书

QUALIFICATION CERTIFICATE



营业执照



医疗器械生产许可证

(新厂)十万级洁净环境测试报告
悬浮粒子检测结果符合规定
沉降菌检测结果符合规定
连续、相对湿度检测结果符合规定
静压差符合规定
换气次数检测结果符合规定
第一类医疗器械生产备案凭证



ISO13485质量管理体系证书

CE证书(MDRA证)

FDA注册证书



第二类医疗器械注册证

医疗器械产品出口销售证明



半成品胶带定制方案

各类基材半成品涂胶定制化解决方案

基材、胶水、结构、裁切一站式服务



01 手术器械组件

医用双面胶带、医用单面胶带、医用转移胶膜、医用魔术扣等产品广泛应用于手术铺巾、洞巾、手术衣、导管等一次性器械与手术部位或其他器械的粘接。

02 医疗器械组件

医用双面胶带、医用单面胶带、医用泡棉胶带、医用无纺布胶带和医用亲水薄膜，可用于伤口护理、皮肤固定、器械连接和捆扎。

03 生物医疗和电极组件

医用双面胶带、医用泡棉胶带、医用无纺布胶带，在心电电极、电离子渗入产品上有着独特的优势。

04 传统中医药组件

医用无纺布胶带、医用弹性无纺布胶带、医用弹性阻透无纺布胶带为中药膏贴产品的剂型升级提供优质胶带选择。

05 个人消费市场

为智能穿戴设备、创口贴、双眼皮贴、足跟贴、胸贴、补发双面胶、防走光贴、美甲贴和化妆辅助材料等个人消费品提供多种解决方案。



一次性使用无菌敷贴(无纺布型)

NON-WOVEN DRESSINGS

产品结构

水刺无纺布、医用压敏胶、吸水垫、离型纸制成。

产品优点

- 01 水刺无纺布基材柔软服贴,有弹性,透气性好,增加使用时的舒适感;
- 02 吸水垫迅速吸收渗液,使伤口保持良好的愈合环境,有效减少潜在创伤;
- 03 表面不粘膜使渗液迅速导流至吸水垫内,不粘连伤口,去除时避免造成伤口二次机械创伤;
- 04 低致敏涂胶粘牢固,并有效地减少患者过敏反应。

适用范围

用于各种伤口护理如渗透吸收、清洁消毒和包扎护理等。普通级产品一般用于清洁、灭菌级产品,打开包装后可供医疗单位做手术或伤口护理时一次性使用,多用于手术室使用,安全方便。



一次性使用无菌敷贴(聚氨酯型)

PU WOUND DRESSINGS

产品结构

由聚氨酯薄膜(PU)、进口医用压敏胶,吸水垫,离型纸制成。

产品优点

- 01 透明:可随时观察伤口;
- 02 防水:患者可以淋浴或盆浴
- 03 透气:具有良好的透气性
- 04 阻菌:无外界感染危险
- 05 舒适:粘贴身体任何部分(特别中关节部位)

适用范围

急性伤口的贴敷固定、包扎如:术后伤口,急性损伤伤口,小切划伤及擦伤等伤口护理





一次性无菌留置针贴

IV DRESSINGS

产品结构

由聚氨酯薄膜(PU)、离型层、医用低致敏透气性丙烯酸酯胶等材料制成。



产品特点

- 1、透明:可随时观察伤口;
- 2、防水:患者可以淋浴或盆浴
- 3、阻菌:无外界感染危险;
- 4、舒适:粘贴身体任何部分(特别中关节部位);
- 5、粘性:粘贴性好,在皮肤上长时间保持;剥离柔和无疼痛感。



适用范围

- 1、留置针的固定以及PICC和CVC;
- 2、麻醉导管, 肺动脉插管, 肾透析插管, 镇痛泵插管的固定;
- 3、摩擦区域皮肤或潮湿环境的皮肤护理, 如气管切开处周围皮肤保护, 骨隆突处, 及褥疮的预防;
- 4、轻度的擦伤、划伤、缝线伤口的保护;
- 5、其他敷料的贴敷固定。

医用胶带

MEDICAL TAPE

产品结构

打孔聚乙烯(PE)薄膜、医用压敏胶制成。

产品优点

- 01 透明、多孔、透气,水汽汗液容易排出;
- 02 粘度适中,固定可靠,揭除不伤皮肤,不留残胶;
- 03 可任意纵向或横向撕出所需的长度及宽度。



适用范围

一般外科手术术后护理包扎、输液固定等使用;轻质敷料及轻质导管的固定;潮湿环境中敷料及导管的固定。



肌内效贴

KINESIOLOGY TAPE



产品结构

防水弹力棉布、压敏胶、离型纸制成。

材质说明
四面弹 棉布 发光布

产品优点

- 01 粘胶层涂成水波纹状，有较强透气性；
- 02 易粘贴、不易脱落；
- 03 粘贴后能增加皮肤与肌肉之间的间隙，促进淋巴及血液循环，减少引致疼痛的刺激物质
- 04 其贴布张力更可以减轻肌肉紧张及疲劳、支持脆弱的肌肉组织。

适用范围

身体表面各个部位。

肌内效贴预切片材

KINESIOLOGY PRECUT STRIPS



产品结构

棉布或发光布、压敏胶、常规离型纸或者加厚离型纸

产品优点

- 01 粘胶层涂成水波纹状，有较强透气性；
- 02 易粘贴、不易脱落；
- 03 粘贴后能增加皮肤与肌肉之间的间隙，促进淋巴及血液循环，减少引致疼痛的刺激物质；
- 04 其贴布张力更可以减轻肌肉紧张及疲劳、支持脆弱的肌肉组织；
- 05 分为I型跟Y型，分为腰，颈，肩，手，足六部位，配套使用更专业，更方便；
- 06 每包几片跟搭配方式可根据客户要求。

适用范围

身体表面各个部位。